

LegacyENDO :: Einführung

LegacyENDO hat seinen Ursprung in einer Denkfabrik, die die Rolle des sogenannten 'Big Endo' hinterfragt hat. Wie oft waren wir nicht gezwungen, beispielsweise ein neues Wurzelkanalfeilensystem zu beschaffen, obwohl das alte keinerlei Probleme verursachte? Das Tempo, mit dem neue Feilensysteme in den Dentalmarkt eingeführt werden, ist bemerkenswert und der durchschnittliche Endbenutzer hat Schwierigkeiten, mit all den Innovationen Schritt zu halten. Ist dies das Ergebnis intensiven Marketings oder sind diese neuen Systeme wirklich besser als die alten? Sie werden auf jeden Fall nicht billiger...

LegacyENDO :: Wer hinter LegacyENDO steht

Die treibende Kraft hinter den LegacyENDO-Feilen ist D&S Dental, eine Abkürzung aus Derek (Heath) und Steve (Treadway) Dental. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung produziert dieser amerikanische Hersteller von Wurzelkanalfeilen für alle größeren Marken auf dem Markt für Endodontie. Derek Heath, der frühere Besitzer von Quality Dental, ist der Begründer des Einsatzes von Nitinol, einer Legierung aus Nickel und Titan, in Wurzelkanalfeilen. Er besitzt mehrere Patente für diese Nitinol-Feilen, von denen das universelle, mehrfachkonische System in der ganzen Welt verwendet wird.

1995 fusionierte Quality Dental Products mit Tulsa Dental Products. Das fusionierte Unternehmen wurde 1996 von Dentsply International übernommen. Bis heute ist D&S Dental ein bedeutender Hersteller von Wurzelkanalfeilen aus Nitinol.

LegacyENDO :: Produkte von hoher Qualität zu einem erschwinglichen Preis

Unsere Mission ist die Lieferung endodontischer Produkte und Lösungen von hoher Qualität für die tägliche Praxis, und zwar zu einem erschwinglichen Preis. Wir möchten zur Kostensenkung beitragen, die nicht nur dem Zahnarzt, sondern auch dem Patienten nützt.

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, to create your own legacy!



Legacy **ENDO** Multi Taper



Die originale, mehrfachkonische Nitinol-Feile bietet Ihnen mehr Effizienz, Flexibilität und Präzision.

Pro Packung von 6 Feilen: € 28,50*

	Tip Size	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
 Legacy ENDO MT Shaping X	0.19	250000			
 Legacy ENDO MT Shaping 1	0.17		250001	250009	250017
 Legacy ENDO MT Shaping 2	0.20		250002	250010	250018
 Legacy ENDO MT Finishing 1	0.20		250003	250011	250019
 Legacy ENDO MT Finishing 2	0.25		250004	250012	250020
 Legacy ENDO MT Finishing 3	0.30		250005	250013	250021
 Legacy ENDO MT Finishing 4	0.40		250006	250014	250022
 Legacy ENDO MT Finishing 5	0.50		250007	250015	250023
Legacy ENDO MT Assorted SX-F3			250048	250049	250050

Legacy **ENDO** Multi Taper Controlled Memory

Eine einzigartige Wärmebehandlung verleiht den Feilen eine höhere Flexibilität und größere Beständigkeit gegen zyklische Ermüdung. Pro Packung von 6 Feilen: € 29,95.*

	Tip Size	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
 Legacy ENDO MT CM Shaping X	0.19	250024			
 Legacy ENDO MT CM Shaping 1	0.17		250025	250033	250041
 Legacy ENDO MT CM Shaping 2	0.20		250026	250034	250042
 Legacy ENDO MT CM Finishing 1	0.20		250027	250035	250043
 Legacy ENDO MT CM Finishing 2	0.25		250028	250036	250044
 Legacy ENDO MT CM Finishing 3	0.30		250029	250037	250045
 Legacy ENDO MT CM Finishing 4	0.40		250030	250038	250046
 Legacy ENDO MT CM Finishing 5	0.50		250031	250039	250047
Legacy ENDO MT CM Assorted SX-F3			250051	250052	250053

*unverbindliche Preisempfehlung